

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/orchid-strong-regenerum-odzywka-do-storczykow-z-regeneratorem-podloza-p-1516.html>

## ORCHID STRONG REGENERUM – ODŻYWKA DO STORCZYKÓW Z REGENERATOREM PODŁOŻA

Cena	<b>2,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AGR</b>
Producent	<b>AGRECOL</b>
Producent	<b>AGRECOL</b>
Zastosowanie	<b>Odżywka witaminowa</b>

### Opis produktu

**Orchid Strong Regenerum** – odżywka do storczyków z regeneratorem podłoża. Specjalistyczny i wyjątkowo innowacyjny preparat przeznaczony do regeneracji wszystkich gatunków storczyków. Specjalna formuła pobudza, wzmacnia i przedłuża kwitnienie. Zawarte w odżywce ekstrakty substancji humusowych identyczne do tych występujących w zakamarkach konarów oraz korze drzew tropikalnych, wpływają regenerująco na podłoże, w którym rosną storczyki. Ogranicza to konieczność częstego przesadzania roślin. Profesjonalne, estetyczne i gotowe do użycia aplikatory ułatwiają stosowanie.

- odżywka do storczyków z regeneratorem podłoża
- polecana szczególnie pomiędzy kwitnieniami
- wzmacnia i pobudza do wzrostu system korzeniowy
- zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- wygodny w użyciu aplikator

### Sposób stosowania

Odżywka do storczyków Orchid Strong Regenerum została zaprojektowana tak, aby mogła wzmacniać storczyki przez cały rok. Preparat stosować co 1-2 miesiące, przeznaczając jeden aplikator na każdą roślinę. Proste stosowanie w trzech krokach:

1. Odłamać zakończenie aplikatora w miejscu nacięcia.
2. Umieścić końcówkę aplikatora w podłożu tak, aby preparat mógł swobodnie wypływać do podłoża. Aby upewnić się, że końcówka aplikatora w chwili umieszczania w podłożu nie uległa zatkanie, zaleca się jednokrotne lekkie naciśnięcie aplikatora w celu jego udrożnienia.
3. Aplikator opróżni się samoczynnie. Po opróżnieniu usuwamy aplikator z podłoża. Przy odpowiednim podlewaniu roztwór, który przedostał się do podłoża będzie nieprzerwanie działał na rośliny do 4 tygodni. Skuteczność odżywki nie jest zależna od czasu samoczynnego opróżnienia aplikatora.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz pojemność:** 30ml , 150ml